

HumanBridge 在宅ケア 操作ワンポイント

1. VPNの接続・切断方法

HumanBridge在宅ケアをお使いいただくために、事前に以下の手順でセキュアなネットワークに接続します。

1. 「設定」アプリをタップする
2. 「VPN」の「オフ」をタップする
3. 通知されているユーザID, パスワードを入力する
4. 「VPN」が「オン」になっていることを確認してください。 ※再度「オン」を選択することで切断することができます。 ログアウト時に使用します

1 タップ!



タップ!



タップ!

2. ログイン方法

HumanBridge在宅ケアは以下の、3ステップでログインすることができます。

1. 「在宅ケア」アプリをタップする
2. 利用者情報を入力する
3. ログインボタンを押下する

1 タップ!



HumanBridge EHR ソリューション
在宅ケア

2

医療機関コード: 101

利用者ID: DR001

パスワード: ●●●●●●

3 ログイン

タップ!

0.9.12



HumanBridge 在宅ケア 操作ワンポイント

3. ログアウト & VPN切断方法

HumanBridge在宅ケアの使用を終了する際は、以下の手順でログアウトすることが出来ます。併せて、1. VPNの接続・切断方法を参考に、VPNの切断を行ってください。



タップ!



タップ!

4. 操作方法 (参照編)

患者様をタップしていただくだけで、過去一年間に遡って記録されている内容を参照することが出来ます。記載は日付ごとに縦に並び、各記録内容をタップすることで内容が拡大表示されます。



HumanBridge 在宅ケア 操作ワンポイント

5. 操作方法 (記録編)

患者様を選択後、画面左下の「新規メモ」ボタンをタップしていただくことで新規の記録、画像撮影等の記録を行うことができます。記録が終わりましたら、「保存」ボタンをタップしてください。
 ※ログアウトについてはどの画面からでも行えます。また、詳細な機能については、別冊の操作マニュアルをご参照ください。

